



Instrucțiuni pentru prezentarea cazurilor clinice folosind noile nuanțe Charisma E4sy

Instrucțiuni de aplicare

- Utilizați o digă de cauciuc (de exemplu, *Ivory® Rubber Dam*) în timpul tratamentului.
- Aplicați **adeziv GLUMA®** (de exemplu, GLUMA Bond Universal sau GLUMA 2Bond) și **materialul de restaurare Charisma**, conform instrucțiunilor de utilizare.
- **Fotopolimerizați** materialul cu un aparat adecvat de fotopolimerizare (de exemplu, *Kulzer Translux®*, 450–480 nm, 1550–600 mW/cm²)
- Finisați, conturați și lustruiți restaurarea (de exemplu, cu *Charisma® EasyShine*).
- Cele patru nuanțe noi **Charisma E4sy** sunt concepute să se potrivească cu **nuanțele dentare VITA®** obișnuit:

SHADES	CORRESPONDING VITA® SHADES	CURING TIME	CURING DEPTH
LIGHT	A1, B1, B2, C1	20s	2 mm
MEDIUM	A2, A3, B3, B4, C2, D2, D3	20s	2 mm
DARK	A3.5, A4, C3, C4, D4	20s	2 mm
BLEACH	BXL, BL	20s	2 mm

Indicații și contraindicații

- Folosiți materialele de restaurare Charisma doar în conformitate cu **indicațiile prevăzute în instrucțiunile de utilizare**.
- Nu utilizați în cazul alergiilor cunoscute/suspectate la (met)acriilați sau în cazurile în care dentina este la <1 mm de pulpă.

Cerințe privind cazurile clinice

- Concentrați-vă pe **restaurări de bază, de uz cotidian**, fără colorare individualizată. Cele patru noi nuanțe, LIGHT/MEDIUM/DARK/BLEACH, permit restaurări posterioare și anterioare în straturi **monocromatice**.
- Documentați **fluxul de lucru complet**: situația inițială, pregătire, adeziv, aplicare, finisare și rezultatul final (ideal, după rehidratare). Zona de intervenție trebuie să fie **curată, uscată și izolată corespunzător** - de preferință, cu digă de cauciuc.
- Folosiți **manșoane igienice** pentru seringile utilizate intraoral.
- **Imaginile ulterioare** sunt, de asemenea, binevenite.



Cerințe privind fotografiile

- Folosiți un **aparat foto DSLR** cu obiectiv macro și bliț inelar/lateral. Nu folosiți aparatele foto ale telefoanelor mobile.
- Salvați imaginile ca fișiere **RAW, TIF sau JPEG de înaltă calitate**.
- Asigurați-vă că **focalizarea este clară**, încadrarea este constantă și **compoziția imaginii este echilibrată și simetrică**.
- Folosiți **oglinzi curate antiaburire** și retractoare aflate în stare corespunzătoare.
- Obțineți **consimțământul scris** în cazul fotografiilor în care pacienții pot fi recunoscuți.

Împărtășiți-ne experiența cu noile nuanțe – fiecare feedback ne ajută să îmbunătățim produsele.

Caz exemplar

[Charisma ONE caz](#)